

輔具小學堂



衛教影片

助行器-輪管型(行走)

當上肢無力抬舉加上下肢無力或受傷時，使用正確行走步態，以利使用者安全行走，避免二次受傷。



- 1.助行器**前推**短距離移動。
- 2.患側腳往前跨出一步。
- 3.雙手支撐助行器後健側腳再往前跨出一步。



針對加裝剎車套管之輪管型助行器，在行走時，發現腳步跟不上帶輪助型器時，可將**剎車套管下壓**，即可減慢速度。