

輔具小學堂



衛教影片

填充式氣囊輪椅座墊

每區由多顆填充氣囊組成，重量較輕，將壓在臀部小區域的重量分散到其他區塊，達到減壓的效果。



- 適用對象：有自推需求或身形不對稱症狀者。
- 使用方式簡易，直接放上輪椅上即可使用，放置時小尾巴（上圖紅圈處）為臀部方向。
- 若有特定區域需給予較多氣囊減壓，須由專業人員評估並調整，應避免自行調整，導致氣囊遺失或不足。
- 可放進洗衣機清洗，清洗後將座墊吊起自然風乾即可。



衛生福利部
社會及家庭署 獎助
Social and Family Affairs Administration
Ministry of Health and Welfare



臺中市公益彩券
盈餘分配基金補助
Taichung City Public Welfare Foundation

主辦單位 |



臺中市政府 | 社會局
Social Affairs Bureau
Taichung City Government

承辦單位 |



財團法人 EDEN SOCIAL WELFARE FOUNDATION
伊甸社會福利基金會

廣告